

# PHARMSCOPE®

Parche para determinar drogas de abuso y sus metabolitos en sudor

- ✓ Informa del consumo reciente o acumulativo (hasta 14 días) de drogas de abuso y la cotinina
- ✓ Proceso de obtención de la muestra no invasivo
- ✓ Minimiza analíticas rutinarias innecesarias
- ✓ Difícil adulteración
- ✓ La muestra se obtiene por duplicado
- ✓ Permite realizar las actividades diarias sin que se desprenda el parche: deporte, baño, etc.
- ✓ Válido como prueba judicial
- ✓ Permite monitorizar pacientes que gozan de vacaciones y permisos

## Indicaciones

**Pharmscope®** es un método fácil, cómodo, práctico y no invasivo que utiliza una almohadilla absorbente, para retener las drogas de abuso y nicotina, que son eliminadas por el organismo, a través del sudor de la piel para su determinación y monitorización

El sudor es más ventajoso que la sangre u orina, para monitorizar las drogas en individuos con riesgo, , así como aquellos que participan en programas de rehabilitación, y en las investigaciones forenses

T +34 931 193 089  
Info@csnovotest.com  
[www.csnovotest.com](http://www.csnovotest.com)

## ¿A quién va dirigido?

- ✓ Programas de rehabilitación
- ✓ Juzgados de vigilancia penitencial
- ✓ Juzgado de 1ª instancia
- ✓ Tráfico
- ✓ Laboral
- ✓ Adolescentes

## ¿Qué se analiza?

- ✓ Anfetaminas
- ✓ Barbitúricos
- ✓ Benzodiacepinas
- ✓ Cannabis (THC)
- ✓ Cocaína
- ✓ Cotinina
- ✓ Éxtasis
- ✓ Fenobarbital
- ✓ Feniclidina
- ✓ Marihuana
- ✓ Metadona
- ✓ Opiáceos

## Conservación del Parche

Temperatura ambiente

## Presentación

Caja de 25 parches

T +34 931 193 089  
Info@csnovotest.com  
[www.csnovotest.com](http://www.csnovotest.com)